



Totalmente en acero inoxidable.



Llantas giratorias.

Totally in stainless steel

Resistance welding

Reinforced tires with brake

Total Quality

## MESA TRANSPORTADORA DE ALTA RESISTENCIA PARA MULTIPLES USOS

Util en ambientes donde se requiera transportar equipo: Autoclaves, termobaños, hornos, equipo médico y de laboratorio, muestras biológicas, etc.

### Características:

- Construido con tubular de 1 1/2 en acero inoxidable.

- Base horizontal con ranuras frontales y posteriores para fácil drenaje en caso de derrame.
- Entrepaño en acero inoxidable para accesorios y/o equipo adicional.
- Orificio para manguera de agua.
- Fácil limpieza.
- Llantas giratorias.



Modelo	Medidas: WxDxH	Peso de mesa	Peso soportado
TE-MT17	65.5 x 65.5 x 81.5cm.	25 Kg.	100 kg.
TE-MT24	65.5 x 75.0 x 81.5 cm.	30 Kg.	100 kg.

Terlab, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las características de los equipos en cualquier momento.