

## Agitador magnético // Magnetic stirrers



**AR-310 - Sencillo**

Cubierta en lámina de acero inoxidable. / Stainless steel cabinet.



**AR-312 - Doble**

Con motor eléctrico e imanes permanentes de alta calidad. / With electric motor and high quality permanent magnets.

Agitadores magnéticos **arsa®** para equipos de investigación en farmacia, química, biología y laboratorios industriales, **donde se requiera de una agitación o mezclado eficientes a largo plazo**, aún de líquidos muy viscosos.

Ideales para análisis bioquímicos, estudios de destilación, preparación de reactivos y en general en todas las áreas donde se requiera frecuentemente de una agitación o mezclado eficientes y a largo plazo, aún de líquidos muy viscosos. Adecuado para equipos de investigación en farmacia, química, biología y laboratorios industriales.

Incluye panel con luz piloto, motor eléctrico e imanes permanentes de alta calidad.

### Características

- Capacidad de agitación 1,000 cc. Velocidad máxima 1,500 rpm.
- Motor eléctrico e imán permanente de alta calidad.
- Control de velocidad electrónico.
- Cubierta en lámina de acero inoxidable.
- Panel de control con interruptor y luz piloto.
- Modelos con uno y dos platos.

Ideal for biochemical analysis, distillation studies, reagent preparation and in general in all areas where efficient, long-term stirring or mixing is frequently required, even of very viscous liquids.

Suitable for research equipment in pharmacy, chemistry, biology and industrial laboratories.

Includes panel with pilot light, electric motor and high quality permanent magnets.

### Features

- Stirring capacity 1,000 cc. Maximum speed 1,500 rpm.
- Electric motor and high quality permanent magnet.
- Electronic speed control.
- Stainless steel cabinet.
- Control panel with switch and pilot light.
- Models with one and two plates.



**AR-312 - Capacidad de agitación 1,000 cc. Velocidad máxima 1,500 rpm.**

/ Stirring capacity 1,000 cc. Maximum speed 1,500 rpm.

Modelo <i>Model</i>	Equipo <i>Device</i>	Capacidad de agitación <i>Stirring capacity</i>	Velocidad máx. <i>Max. speed</i>	Voltios <i>Volts</i>	Watts <i>Watts</i>	Amperes <i>Amps</i>	Dimensiones WxDxH* <i>Dimensions WxDxH*</i>	Peso <i>Weight</i>
AR-310	Sencillo / Single	1,000 cc	1,500 rpm	120	10	0.085	15.0 x 16.0 x 16.0 cm	1.4 Kg
AR-312	Doble / Double	1,000 cc	1,500 rpm	120	20	0.170	30.0 x 16.0 x 16.0 cm	2.4 Kg

\*WxDxH: Ancho x profundidad x alto / Width x depth x height.

Cubierta: Acero inoxidable / Cabinet: Stainless steel