



MATRAZ ERLLENMEYER BOCA ANGOSTA

El más común de los matraces erlenmeyer, fabricado de vidrio borosilicato, alta resistencia al calor, ataques químicos y choques mecánicos, cuello con labio reforzado, graduación esmaltada, versátil y económico.

MARCA KIMAX FABRICACIÓN NACIONAL

Clave	Modelo	Capacidad (ml)	Intervalo de la graduación (ml)	Subdivisiones (ml)	Utiliza tapón hule No.	Diámetro inferior x altura (mm)
126500-259	K-26500	25	10 a 25	5	0	39 x 65
126500-508	K-26500	50	20 a 50	10	1	50 x 78
1265001251	K-26500	125	50 a 125	25	5	66 x 108
1265002503	K-26500	250	50 a 225	25	6	82 x 130
1265003009	K-26500	300	100 a 300	25	6	88 x 140
1265005005	K-26500	500	100 a 500	50	7	102 x 174
126500-1L6	K-26500	1000	250 a 1000	50	9	128 x 213
126500-2L8	K-26500	2000	600 a 2000	100	10	161 x 275
126500-4L1	K-26500	4000	1000 a 4000	250	10	208 x 355
126500-6L4	K-26500	6000	1500 a 6000	500	10	235 x 393

MARCA PYREX FABRICACIÓN NACIONAL

Clave	Modelo	Capacidad (ml)	Intervalo de la graduación (ml)	Subdivisiones (ml)	Utiliza tapón hule No.	Diámetro inferior x altura (mm)
24980-0106	P-4980	10	5 a 10	5	00	31 x 50
24980-0253	P-4980	25	10 a 25	5	0	41 x 65
24980-0502	P-4980	50	20 a 50	10	1	51 x 78
24980-1256	P-4980	125	50 a 125	25	5	67 x 114
24980-2508	P-4980	250	50 a 200	25	6	82 x 132
24980-3004	P-4980	300	100 a 300	25	6	89 x 144
24980-5000	P-4980	500	100 a 500	50	7	101 x 176
2498010001	P-4980	1000	250 a 1000	50	9	129 x 216
2498020002	P-4980	2000	600 a 1800	200	10	160 x 268
2498040005	P-4980	4000	1000 a 4000	500	10	206 x 360
2498060008	P-4980	6000	1500 a 6000	500	10	241 x 410

MATRAZ ACTÍNICO

Tipo "RAY-SORB" recipiente diseñado para proteger líquidos sensitivos a la luz. Con tapón de teflón, sin graduación.

MARCA KIMAX FABRICACIÓN NACIONAL

Clave	Modelo	Capacidad (ml)	Utiliza tapón de teflón No.	Diámetro inferior (mm)	Altura (mm)
126610-503	K-26610	50	19	50	76
1266101255	K-26610	125	22	66	118
1266102508	K-26610	250	27	82	132
1266105009	K-26610	500	32	102	159



MATRAZ MICRO-FERBACH

Con base ancha creando mayor estabilidad, cuello con labio reforzado, diseñado para cultivo de organismos aeróbicos en medios de cultivos líquidos y ensayos microbiológicos de vitaminas, organismos fotosintéticos. Con graduación esmaltada.

MARCA KIMAX FABRICACIÓN NACIONAL

Clave	Modelo	Capacidad (ml)	Utiliza tapón hule No.	Diámetro inferior x altura (mm)
126502-252	K26502	25	0	43 x 57

MATRAZ ERLLENMEYER DE PLÁSTICO

De polipropileno, para uso general de laboratorio, muy fácil de visualizar el nivel del líquido. Esterilizables en autoclave.

No graduados, excepto en la capacidad de 2 l. **NALGENE** MARCA NALGENE FABRICACIÓN E.U.A.

Clave	Modelo	Capacidad (ml)	Tapón No.
NALGE32019	4102-0050	50	1
NALGE32022	4102-0125	125	3
NALGE32035	4102-0250	250	6
NALGE32048	4102-0500	500	7
NALGE32051	4102-1000	1000	8
NALGE32064	4102-2000	2000	10



MATRAZ ERLLENMEYER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE

Fabricado en policarbonato, utilizado para la preparación y almacenamiento de medios de cultivo y otras técnicas. Esterilizable en autoclave, aunque repetidamente pueden ocasionar alguna pérdida de resistencia mecánica. Puede utilizar tapón de hule.

MARCA NALGENE FABRICACIÓN E.U.A.

Clave	Modelo	Capacidad (ml)	Usa Tapón No.
NALGE32853	4103-0050	50	1
NALGE32866	4103-0125	125	5
NALGE32879	4103-0250	250	6
NALGE32882	4103-0500	500	7
NALGE32895	4103-1000	1000	9

