

# Prueba para detección de anticuerpos (IgG) de Chagas en cassette - caja con 40 pruebas - Certum

## Descripción

La prueba rápida de Chagas es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa de IgG anti-Trypanosoma cruzi (T.cruzi) en muestras humanas de suero, plasma o sangre entera. Se presupone que se emplee como una prueba de tamizaje y como un recurso de diagnóstico para detectar la infección Trypanosoma cruzi.

Registro Sanitario: 0063R2018 SSA

## Disponibilidad

✓ En stock



## Información para pedidos

SKU	PRODUCTO
ICHA-402	Prueba para detección de anticuerpos (IgG) de Chagas en cassette - caja con 40 pruebas - Certum

## Consideraciones técnicas

ORIGEN	ALTO	ANCHO	ESPESOR	PESO	TEMPERATURA DE ALMACENAJE	MARCA
CN	6.5 mm.	12 mm.	26 mm.	0.34 kg.	10 a 30 C Temperatura almacen	Certum