

Prueba para detección de Antígeno (NS1) y Anticuerpos (IgG/IgM) de Dengue combo en cassette - Caja con 25 piezas - Certum


Descripción

El Dispositivo Combo de Prueba Rápida para Dengue (Sangre/Suero/Plasma) es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa del antígeno NS1 y los anticuerpos IgG e IgM del virus del dengue en sangre entera humana, suero o plasma como una ayuda en el diagnóstico de infecciones de dengue.

Registro Sanitario: 1298R2017 SSA

Disponibilidad

✔ En stock



Información para pedidos

SKU	PRODUCTO
IDEC-425	Prueba para detección de Antígeno (NS1) y Anticuerpos (IgG/IgM) de Dengue combo en cassette - Caja con 25 piezas - Certum

Consideraciones técnicas

ORIGEN	ALTO	ANCHO	ESPESOR	PESO	TEMPERATURA DE ALMACENAJE	MARCA
CN	8.9 mm.	13 mm.	18.6 mm.	0.33 kg.	10 a 30 C Temperatura almacen	Certum