

# Prueba para Zika (NS1) en cassette - Caja con 10 piezas - Certum

## Descripción

La prueba rápida de Zika NS1 en cassette Certum es un inmunoensayo cualitativo con base en una membrana que utiliza una combinación de partículas teñidas recubierta de anticuerpos para la detección del antígeno NS1 en muestras de suero, plasma y sangre.

Registro Sanitario: 1697R2019 SSA

## Disponibilidad

✓ En stock



## Información para pedidos

SKU	PRODUCTO
IZIG-402	Prueba para Zika (NS1) en cassette - Caja con 10 piezas - Certum

## Consideraciones técnicas

ORIGEN	ALTO	ANCHO	ESPESOR	PESO	TEMPERATURA DE ALMACENAJE	MARCA
CN	8.8 mm.	13.2 mm.	17 mm.	0.12 kg.	10 a 30 C Temperatura almacen	Certum