

Prueba Rápida Vitamina D en cassette (Sangre entera) - Caja con 10 piezas - Certum

Descripción

La prueba rápida vitamina D es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección semi-cuantitativa de 25-hidroxi vitamina D (25-OH vitamina D) en la concentración de sangre entera de punto de corte de 30 a ± 4 ng/ml. Este ensayo proporciona un diagnóstico preliminar del resultado de prueba y puede utilizarse para escanear la deficiencia de vitamina D.

Registro Sanitario: 1608R2018 SSA

Disponibilidad

✔ En stock



Información para pedidos

SKU	PRODUCTO
OVD-402	Prueba Rápida Vitamina D en cassette (Sangre entera) - Caja con 10 piezas - Certum

Consideraciones técnicas

ORIGEN	ALTO	ANCHO	ESPESOR	PESO	TEMPERATURA DE ALMACENAJE	MARCA
CN	mm.	mm.	mm.	kg.	10 a 30 C Temperatura almacen	Certum